

**Robben-Medical FFP2-Masken vereinen
zertifizierte Sicherheit, hohen Komfort und günstige Preise.**



GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Partikelfiltrierende Halbmasken werden in Deutschland auch als „FFP-Masken“ bezeichnet – diese Kurzform leitet sich aus dem englischen Begriff „**F**iltering **F**ace **P**iece“ ab.

FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken sogar mindestens 99 Prozent der Test-Aerosole filtern. Sie bieten daher nachweislich einen wirksamen Schutz auch gegen Aerosole. Die Prüfnorm ist, gemeinsam mit dem CE-Kennzeichen und der vierstelligen Kennnummer der benannten Stelle, auf der Oberfläche der FFP-Maske aufgedruckt.

SICHERHEIT UND ZERTIFIZIERUNG – AUF DIESE 3 PUNKTE IST ZU ACHTEN!

1 ROBBERN MEDICAL – EIN MARKENNAME!

Die Robben Medical GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das seinen Sitz in Berlin hat.

2 CE-KENNZEICHNUNG ABSOLUT NOTWENDIG

Das CE-Zeichen ist eine europäische Kennzeichnung, die ausdrückt, dass Robben Medical den besonderen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen an die Masken nachkommt. Die vierstellige Kennnummer gibt an, welche Behörde oder Stelle die Maske geprüft hat. Die Nummer CE-2834 weist darauf hin, dass es sich um die von der Europäischen Kommission zugelassene irische Prüfstelle CCQS Certification Services Limited mit Sitz in Dublin handelt.

3 OHNE GEHT'S NICHT: RICHTIGE EUROPÄISCHE PRÜFNORM UND -NUMMER

Für persönliche Schutzausrüstung, zu denen Atemschutzmasken gehören, gelten die Anforderungen der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen nach der EU-Verordnung (EU) 2016/425 vom 9. März 2016. Die deutsche Fassung DIN EN149:2001 + A1:2009 zeigt an, dass verbindliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zum Schutz vor festen oder flüssigen Aerosolen umgesetzt werden.



Module B EU Type-Examination Certificate

For the requirements of PPE Regulation 2016/425
Certificate No.: CE-PI-20201116-01-01-9A

Certificate holder: Robben Medical GmbH
Boxhagener Straße 84, 10245 Berlin, Germany

Product: Particulate Filtering Half Mask
Detailed product description listed in the Annex

Model(s): RM-01

Standard(s): EN 149:2001+A1:2009
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Issue date: 2020-12-16

Revision date: 2020-12-16

Expiry date: 2025-06-08

The product(s) on this certificate and the Technical File have been assessed and found to be in conformance with the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of the PPE regulation 2016/425.
Any changes to the design, manufacturing location or manufacture of the PPE product certified here must be advised to CCQS Certification Services Limited for review.
CE marking shall not be applied until the requirements of all the PPE Regulation 2016/425 and relevant EN Harmonised standards and/or Technical specifications have been met.
If the certified product is Category III then this certificate is only valid if used in conjunction with Conformity Assessment against Module C2 or Module D.
This certificate remains the property of CCQS and may be withdrawn at any time if it is considered that the equipment is no longer in conformity with the requirements of the PPE Regulation 2016/425.

Approved by Ireland Government as a Notified Body for CE Marking No.2834

Approved by CCQS Ireland

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Blanchardstown, Dublin15,
D15 A9K1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify

Page 1 of 2
(7/1/2021/17:16:22)

Module B EU Type-Examination Certificate
Annex

For the requirements of PPE Regulation 2016/425
Certificate No.: CE-PI-20201116-01-01-9A

Applicable standards and specification:
EN 149:2001+A1:2009/Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Model reference	Product description
RM-01	Folding filtering half mask fitted with ear loops with head harness clip, no valves, internal metal nose clip Mask body colour: White Classification: FFP2 NR

Certificate Revision	Revision date	Revision details
A	2020-12-16	Initial issue

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballyoson Road, Blanchardstown, Dublin15,
D15 A9K1, Ireland
Tel: +00 353 1 588 6920 Website: www.ccqs.co.uk E-mail: verify@ccqs.ie
If in any doubt about the integrity of this certificate, please contact CCQS by email to verify

Page 2 of 2
(7/1/2021/17:16:22)

**Robben-Medical FFP2-Masken vereinen
zertifizierte Sicherheit, hohen Komfort und günstige Preise.**

QUALITÄT UND KOMFORT – DAS MACHT ROB BEN MEDICAL AUS!

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Die Qualität der FFP2-Masken von Robben Medical zum eigenen und dem Schutz anderer Menschen ist durch die oben genannten Zertifizierungen verbürgt.

HOHER TRAGEKOMFORT

Die Masken bieten bei sicherem enganliegendem Sitz und gutem Halt ein angenehmes Tragegefühl. Der gleichsam weiche und stabile Stoff und der ausgepolsterte Nasenbügel am oberen Rand der Maske sorgen für ein kaum merkliches Aufliegen auf der Haut.

MODERNES DESIGN UND ANSPRECHENDE VERPACKUNG

Die Ausgestaltung der Verpackungen wirkt strukturiert und seriös: Modell und Form der Masken sowie die Zertifizierungen sind sofort ersichtlich und informativ. Während die rote Farbe schnell ins Auge fällt, unterstreicht die dominierende weiße Farbe auf der Schachtel, dass es sich um medizinische Schutzausrüstung handelt, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Gesundheit beiträgt.



Die attraktive Hülle hält, was Sie verspricht: Die FFP-2 Maske von Robben Medical erscheint durch ihre „Kaffeefilterform“ modern und ein wenig markant – der Atemschutz verleiht Trägerinnen und Trägern ein gewisses „Etwas“. Sehen Sie selbst!
www.robben-medical.de

GÜNSTIGES PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNISS – SCHLANKE PROZESSE ERMÖGLICHEN TOP-ANGEBOT!

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINMAL-GEBRAUCH

Robben Medical bietet gerade Krankenhäusern, Pflegeheimen und Pflegediensten sehr günstige FFP2-Masken für den professionellen einmaligen Gebrauch. Das Angebot richtet sich zudem an Apotheken und Drogerien, aber auch Unternehmen, Organisationen und der Einzelhandel können zur Vorsorge Ihres eigenen Personals nutzen sowie zur weiteren Abgabe an Kundinnen und Kunden.

SCHLANKE STRUKTUREN, DIREKTE WEGE

Robben Medical profitiert von seinen sehr schlanken Strukturen, direkten Zulieferungswegen und seiner effizienten Fertigung in China. Der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden in Deutschland läuft auf kurzem persönlichem Wege – so sind schnelle Service- und Lieferzeiten bundesweit garantiert.

VERSCHIEDENE PACKUNGSGRÖSSEN

Verschiedene Packungsgrößen und großvolumige Liefermengen ermöglichen es Robben Medical darüber hinaus, weitere Kostenvorteile zu gewähren.

