

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed – hybrid PF

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe, hergestellt aus einer Hybrid-Mischung (Vinyl- und Nitril-Materialien), glatte Oberfläche, Farbe Blau, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Disposable examination and protective gloves, made of a hybrid mixture (vinyl and nitrile materials), smooth surface, blue colour, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin.
Suitable for the use in food area, industry and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – hybrid PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	S	blau/blue	100 Stk./pcs.	74031	4046153134700	16932071	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	M	blau/blue	100 Stk./pcs.	74032	4046153134724	16932088	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	L	blau/blue	100 Stk./pcs.	74033	4046153134748	16932094	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	XL	blau/blue	100 Stk./pcs.	74034	4046153134762	16932102	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN ISO 21420:2020; AQL 1,5
Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I
Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutz-
ausrüstung, Kategorie III.
Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment,
category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
S	240	80 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	min. 3,6 N	min. 350 %
M	240	95 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	110 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	≥ 110	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	min. 3,6 N	min. 300 %

Symbole:

Symbols:

