

Gentle Skin® compact +

Unser Latexhandschuh die bessere Hygiene /
Our latex glove for better hygiene



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1221XSI	Extra-Small	min. 240	< 80	05522453
1221SI	Small	min. 240	80 ± 10	05522447
1221MI	Medium	min. 240	95 ± 10	05522430
1221LI	Large	min. 240	110 ± 10	05522424
1221XLI	Extra-Large	min. 240	> 110	05521198

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	Min. 0,08
Finger / Finger	Min. 0,08

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N / Before and after ageing ≥ 6 N	AQL 1,5

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /
Latex examination glove, natural white, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

Inhaltsstoffe / Ingredients Naturkautschuklatex, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Zinkoxid, Antioxidantien, Schwefel, Titandioxid, Wachs, Online einfach chloriniert /
Natural rubber latex, zinc diethyl dithiocarbamate, zinc dibutyl dithiocarbamate, zinc oxide, antioxidant, sulphur, titanium dioxide, wax, online single chlorinated
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

Haltbarkeit / Shelf life 3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung / Packaging 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
 Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Normen / EN 455-1 / -2 / -3/ -4
 Standards

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016
 Quality Certificates

Warnungen / Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen
 Cautions einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /
 This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as
 well as anaphylactic reactions



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

ARNOMED LATEX BLACK

Schwarze Latexhandschuhe Black Latex Gloves



Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex, schwarz, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, black, micro-roughened surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Latexhandschuhe puderfrei, unsteril

ARNOMED Latex Gloves powder-free, non sterile

Artikelbezeichnung Article Description	Größe Size	Farbe Colour	Box-Inhalt Content	Art.-Nr. REF	Boxen/ VE Boxes/ PU
Latexhandschuhe Latex Gloves	S	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	191-S	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
Latexhandschuhe Latex Gloves	M	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	191-M	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
Latexhandschuhe Latex Gloves	L	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	191-L	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt
Latexhandschuhe Latex Gloves	XL	Schwarz Black	100 Stück 100 pcs	191-XL	10 Boxen/ Krt. 10 boxes/crt

Qualitätssicherung Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN ISO 16523-1; EN ISO 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen
CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B



Physikalische Eigenschaften*Physical Parameters*

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm		Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Finger Finger	Hand Palm		
S	240	80 ± 10	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Vor Alterung Before Aging	
M	240	95 ± 10	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	6 N	650 %
L	240	110 ± 10	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,11 ± 0,02	0,12 ± 0,02	6 N	500 %

Letzte Änderungen*Last Changes*

21.12.2022



Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

Wir,

ARNOWA GmbH
Kugelbreite 30
33154 Salzkotten
Deutschland

erklären die Konformität der nachfolgend aufgeführten Artikel

Produkt	Art.-Nr.	Größen
ARNOMED Latexhandschuhe puderfrei	101	XS - XL
ARNOMED Latex Black	191	S - XL

mit der Bestimmung der Verordnung (EG) 1935/2004, des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und der Deutschen BfR Empfehlung XXI.

Salzkotten, den 06.07.2022



Daniel Müller
Geschäftsführer
ARNOWA GmbH

Datei: Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung ARNOMED Latex	Revision/Version: v3	Product: 426059752ARNOMEDNL
Copyright: ARNOWA	Applicable SOP: 03-02-04-TPL- TD_Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung ARNOMED Latex	Seite: - 1 -